TP MESURE DE L'ENERGIE DE FUSION DE LA GLACE

Objectifs:

• Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer une énergie de changement d'état.




Lorsqu'on ajoute des glaçons à une boisson, on constate, au bout de quelques minutes, que les glaçons ont fondu et la température de la boisson a diminué.

Comment déterminer l'énergie nécessaire à leur fusion ?

I- Principe de la mesure :



Les mesures d'énergie thermique s'effectuent dans un calorimètre thermique isolé, c'est-à-dire n'échangeant pas d'énergie avec le milieu extérieur.



Dans un calorimètre contenant une masse m_1 d'eau à la température θ_i , on introduit une masse m_2 de glaçon à la température θ_{fusion} et on laisse évoluer le mélange jusqu'à sa température finale d'équilibre θ_f .

• Energie massique de changement d'état notée L : (page 192)

$$Q = m.L$$

Q énergie de changement d'état en Joule ; **m** en kg ; **L** en J.kg⁻¹

• <u>Capacité thermique c d'un corps</u> : (page 192)

$$Q = m.C.\Delta T$$

m en kg ; ΔT en °C ; C capacité thermique massique du corps $J.kg^{\text{-}1}.^{\circ}C^{\text{-}1}$

Energie fournie	Energie Reçue
• Energie thermique fournie par la masse $m_1 d'eau$: $Q_{eau} = m_1 c_{eau} (\theta_f - \theta_i)$	 Energie thermique reçue par la masse m₂ <u>d'eau formée</u>: Q_{eau formée} = m₂·c_{eau}· (θ_f - θ_{fusion})
 Energie thermique fournie par l'enceinte intérieure du calorimètre : Q_{calo} = Ccalo (θ_f - θ_i) 	• Energie thermique reçue par la masse m ₂ de glaçon lors de la fusion : Q _{fusion} = m ₂ .L _{fusion}
Energies thermiques fournies	Energies thermiques reçues
I Q _{eau} +Q _{calo} I =	I Q _{eau formée} + Q _{fusion} I (En valeur absolue!)
Q _{eau} +Q _{calo} +Q _{eau formée} + Q _{fusion} =0	

Le système considéré est le glaçon. Le système extérieur est l'eau et le calorimètre Le système extérieur fournit une énergie (chaleur) qui refroidit le glaçon. Cette énergie est négative. Le glaçon reçoit cette énergie, elle est utilisée pour le faire fondre et pour augmenter la température du volume d'eau qui a fondu.

L'énergie se conserve entre les deux systèmes, la somme des énergies fournies et reçues est nulle.

Somme des énergies = Energie fournie+Energie reçue = 0 $\mathbf{Q}_{eau} + \mathbf{Q}_{calo} + \mathbf{Q}_{eau}$ formée + $\mathbf{Q}_{fusion} = \mathbf{0}$ (Avec \mathbf{Q}_{eau} et \mathbf{Q}_{calo} négatives)

II- Protocole expérimentale :

Matériel:

- Un calorimètre
- Un bécher de 250mL
- Une coupelle
- Une balance à 0,1 g
- Un thermomètre précis à 0,1°C.

Manipulation:

- A l'aide du matériel dont vous disposez, mesurer $m_1 = 750g$ d'eau et placer les dans le calorimètre.
- Mesurer la température initiale θ_i .
- On pèse rapidement un glaçon en fusion séché avec du papier absorbant. Noter sa masse m2
- On introduit le glaçon dans le calorimètre.
- On mesure la température finale θ_f de l'eau (homogène) après fonte totale du glaçon. Penser à agiter de temps en temps et à surveiller la disparition du glaçon mais en laissant l'enceinte fermée au maximum.

III- Exploitation des résultats :

- 1) Calculer l'énergie thermique fournie par la masse d'eau m₁.
- 2) Calculer l'énergie thermique fournie par l'enceinte intérieure du calorimètre.
- 3) Calculer l'énergie thermique reçue par la masse m₂ d'eau formée.
- 4) En appliquant le principe de conservation de l'énergie, donner l'expression littérale l'énergie thermique massique de fusion de l'eau L_{fusion}.
- 5) Calculer alors L_{fusion}.
- 6) La valeur théorique de L_{fusion} est 3,33.10⁵ J.kg⁻¹. Comparer avec la valeur expérimentale. Faire un calcul d'erreur et conclure.

Données : $c_{eau} = 4,18 \text{ J.°C}^{-1}.g^{-1}$ Ccalo =32,05 J/°C

Bonus A partir de la description l'expérience décrite ci-dessous (à ne pas réaliser).

Donner l'expression de Ccalo et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme

$$\mathbf{C} = \frac{\mathbf{m}_2 \ \mathbf{c}_{\text{eau}}(\theta_2 - \theta_{\text{eq}})}{(\theta_{\text{eq}} - \theta_1)} - \mathbf{m}_1 \ \mathbf{c}_{\text{eau}}$$

Exprérience : Dans le calorimètre on met 250mL d'eau (froide) à 20,7°C (θ1).

On verse 250mL d'eau chaude à 55,2°C (θ 2) dans l'eau du calorimètre. La température finale est 37,7°C (θ eq). D'après la formule ci-dessus, il est possible de déterminer la capacité thermique du calorimètre sachant que Ceau = 4187 J/Kg/°C.

On montre ainsi que celle-ci, avec l'enveloppe protectrice en plastique, est de 32,05J/°C

CORRECTION AE MESURE DE FUSION DE LA GLACE

Objectifs:

Pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer une énergie de changement d'état. Nous allons mesurer l'énergie de fusion de la glace.

I / Mesures Les valeurs numériques sont données à titre indicatif et peuvent varier d'un dispositif à l'autre

 $m_{\text{calo}} = 750 \text{ g}$ $m_{\text{glaçon}} = 16,1 \text{ g}$

Meau

f = 17,5 °C i = 19,6° C

Données : $C_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J.}^{\circ}\text{C}^{-1}.q^{-1}$

Calu = 32.05 J. °C⁻¹

Exploitation des résultats :

Énergie thermique fournie par la masse d'eau m₁.

Q_{eau}= m₁x C_{eau} (
$$\theta$$
f - θ i) = 750 x 4,18 x (17,5 – 19.6) = -6,58.10³ J

Énergie thermique fournie par l'enceinte intérieure du calorimètre.

Qcalo= Ccalo
$$I\theta f - \theta i I = 32.05 \times (17,5 - 19.6) = -6,73.10^{1} J$$

Energie thermique reçue par la masse m2 d'eau formée.

Qeau formée =
$$m_2x$$
 Ceau ($\theta f - \theta fusion$) = 16.1 x 4,18 x (17.5 - 0) = 1,17. 10^3 J

Expression littérale l'énergie thermique massique de fusion de l'eau L_{fusion}.

 $Q_{fournie} + Q_{reque} = 0$

 $Q_{eau} + Q_{calo} + Q_{eau}$ formée + Q_{eau} fusion = 0

Q fusion = -Qeau - Qcalo - Qeau formée = $m_2 x L_f$

Calcule de Lfusion.

$$L_f = -(-6,58.10^3 - 6,73.10^1 + 1,17.10^3) / 16.1 = 3.40.10^2 J.g^{-1} = 3.40.10^5 J.kg^{-1}$$

Comparaiosn avec la valeur expérimentale.

La valeur théorique de L_{fusion} est 3,33.10⁵ J.kg₋₁.

$$\Delta L_f = (Valeur théorique - Valeur expérimentale) / Valeur théorique x 100 = [(3,33.10^5 - 3.40.10^5) / 3,33.10^5] x 100 = 2.1 \%$$

Conclusion: Compte tenue des conditions expérimentales, la marge d'erreur est correcte.

On suppose que le calorimètre n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur ce qui n'est pas tout à fait exacte. On pu ne pas repérer exactement lorsque le glaçon est fondu. La masse de glaçon a une importance aussi.

4.1 Capacité thermique du calorimètre


Dans le calorimètre on met 250 mL d'eau (froide) à 20,7°C (θ1).

On verse 250 mL d'eau chaude à 55,2°C (θ 2) dans l'eau du calorimètre. La température finale est 37,7°C (θ eq).

D'après la formule suivante, il est possible de déterminer la capacité thermique du calorimètre sachant que Ceau = 4187 J/Kg/°C.

$$\mathbf{C} = \frac{\mathbf{m}_2 \ \mathbf{c}_{\text{eau}}(\theta_2 - \theta_{\text{eq}})}{(\theta_{\text{eq}} - \theta_1)} - \mathbf{m}_1 \ \mathbf{c}_{\text{eau}}$$

On montre ainsi que celle-ci, avec l'enveloppe protectrice en plastique, est de $32,05~\mathrm{J/^{\circ}C}$.



$$m_1xC_{eau}(\theta_{eq}-\theta_1)+m_2xC_{eau}(\theta_{eq}-\theta_2)+C_{calo}(\theta_{eq}-\theta_1)=0$$

$$C_{calo}(\theta_{eq}-\theta_1) = -m_1xC_{eau}(\theta_{eq}-\theta_1)-m_2xC_{eau}(\theta_{eq}-\theta_2)$$

$$C_{calo} = [-m_1xC_{eau}(\theta_{eq}-\theta_1)-m_2xC_{eau}(\theta_{eq}-\theta_2)]/(\theta_{eq}-\theta_1)$$

$$C_{\text{calo}} = -m_1 x C_{\text{eau}} - \frac{m2x C_{\text{eau}} (\theta eq - \theta 2)}{(\theta eq - \theta 1)}$$

$$C_{calo} = \frac{m2xCeau (\theta 2 - \theta eq)}{(\theta eq - \theta 1)} - m_1xC_{eau}$$